



## Checkliste: E-Rollstuhl fit für den Betrieb im Winter machen

- Laden Sie die Akkus bei konstanter Raumtemperatur von ca. 20 °C.
- Laden Sie die Akkus voll auf, wenn Sie den E-Rollstuhl nutzen möchten.
- Setzen Sie die Akkus erst kurz vor Fahrtantritt in den E-Rollstuhl ein.
- Lagern Sie die Akkus im Winter nicht an kalten Orten wie dem Auto oder der Garage.
- Prüfen Sie den Akkustand Ihres E-Rollstuhls regelmäßig.
- Prüfen Sie die Beleuchtung Ihres E-Rollstuhls regelmäßig.
- Meiden Sie abschüssiges Gelände bei Schnee und Glätte.
- Tragen Sie bei Dunkelheit helle Kleidung (optional mit Reflektoren).

Übrigens: Eine hohe Zuladung und extreme Kälte haben eine geringere Reichweite zur Folge. Planen Sie dies bei Ihrer Fahrt mit dem E-Rollstuhl ein.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt!



**Ihre Notizen:**

